

La virtuosité  
entre vos mains

**X-SMART™**

Le moteur d'endo de l'omnipraticien



**DENTSPLY**  
MAILLEFER

# X-SMART™

## compact léger facile

### Caractéristiques techniques

- Fonctionne sur batterie ou sur courant
- Temps de recharge: environ 5 heures
- Temps d'utilisation sur batterie: environ 2 heures
- Livré avec un contre-angle 16:1
- Fonctionne sans pédale (vendue en option)
- Existe également en kit *PROTAPER®*



**Pièce à main avec bouton marche-arrêt intégré (seul. 92g)**

**Large écran LCD**

**Mode autoreverse**

**Plage de vitesses\*  
120 à 800 t/min**

**Plage de couples\*  
0,6 à 5,2 N.cm**

**9 programmes paramétrables**

\* avec contre-angle 16:1

X-SMART™

REF A 1004

X-SMART™ Contre-angle

REF A 1006



0459 Dentsply Maillefer • CH-1338 Ballaigues • Suisse • [www.dentsplymaillefer.com](http://www.dentsplymaillefer.com)

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

ENDO4YOU